



**GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Bd. Libertății nr. 14, București 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36

Operator date cu caracter personal nr. 35647

**AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. MN 2192 / 2023**

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 10291/35554 din 24.10.2023,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

S.C. YTS-DENTAL S.R.L.

din loc. București, b-dul Aviatorilor, nr. 63, parter, ap. 1, sector 1, tel. 0723.791.340,
persoană juridică înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J 40/10586/2006

**să
FURNIZEZE**

echipamente de radioprotecție, în conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 14.11.2023

Expiră la data de: 13.11.2028



Cantemir Marian CIUREA-ERCĂU

ANEXA Nr. 1
la autorizația pentru desfășurarea de activități
în domeniul nuclear nr. MN 2192 / 2023

I. LIMITE:

Prezenta autorizație de furnizare este valabilă pentru șorțurile de radioprotecție de uz stomatologic, produse de Flow X-Ray Corporation – SUA, disponibile în următoarele variante :

A. șorțuri cu plumb în componentă, echivalent Pb 0,3 mm :

Model	Cod	Dimensiuni (cm)
Șorț fără guler	75050	61 x 66
Șorț cu guler pentru tiroidă	75051	61 x 66
Șorț de uz pediatric fără guler	75052	51 x 51
Șorț de uz pediatric cu guler pentru tiroidă	75053	51 x 51
Șorț pentru expuneri panoramice	75061	61 x 69
Șorț de uz pediatric pentru expuneri panoramice	75062	51 x 51
Guler pentru tiroidă	75056	13 x 69

B. șorțuri fără plumb, care au în componența materialului wolfram și antimoniu, echivalent Pb 0,25 mm

Model	Cod	Dimensiuni (cm)
Șorț fără guler	75050NL	61 x 66
Șorț cu guler pentru tiroidă	75051NL	61 x 66
Șorț de uz pediatric fără guler	75052NL	51 x 51
Șorț de uz pediatric cu guler pentru tiroidă	75053NL	51 x 51
Șorț pentru expuneri panoramice	75061NL	61 x 69
Șorț de uz pediatric pentru expuneri panoramice	75062NL	51 x 51
Guler pentru tiroidă	75056NL	13 x 69


- Echipamentele de radioprotecție posedă marcaj CE 0598, conform certificatului nr. FI9/81841462, valabil până la data de 22.08.2026.
- Exista declarația producătorului privind conformitatea produselor cu standardele internaționale aplicabile CEI din data de 02.02.2023.



II. CONDIȚII:

1. Echipamentul de radioprotecție trebuie să fie livrat cu documentația tehnică, instrucțiuni de utilizare traduse în limba română, certificatul de calitate și copia autorizației de securitate radiologică.
2. Utilizatorul este responsabil pentru corectitudinea purtării echipamentului în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului, astfel încât să fie satisfăcute cerințele Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică și normelor specifice.
3. Echipamentul de radioprotecție se va păstra în condițiile prevăzute în instrucțiunile tehnice ale producătorului.
4. Echipamentul de radioprotecție se va verifica periodic (cel puțin o dată pe an) pentru a constata eventualele crăpături, rupturi sau alte defecte care pot influența calitatea de protecție împotriva radiațiilor ionizante sau ori de câte ori este observată apariția unor fisuri ale echipamentului.

III. PERSOANA RESPONSABILĂ: SHTEIFF TIBERIU



ANEXA Nr. 2
la autorizația pentru desfășurarea de activități
în domeniul nuclear nr. MN 2192 / 2023

Șorturi de radioprotecție de uz stomatologic

